# 重力加速度の測定

# 2511198 肥田幸久

2025年5月4日

## 1 実験の目的

本実験では、ボルダの振り子を用いて精密に測定した振り子の周期から、電気通信大学における重力加速度の値を4桁の精度で測定する.

### 2 実験の原理

### 2.1 重力加速度

地球を球形と仮定し、質量を M、半径を R、万有引力定数を G とすると、地球上の質量 m の物体に働く重力の大きさ mg は

$$mg = GMm/R^2 (1)$$

と表され、重力加速度gは

$$g = GM/R^2 (2)$$

と表される. また, この式に

- $G = 6.674 \times 10^{-11} \,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$
- $M = 5.972 \times 10^{24} \,\mathrm{kg}$
- $R = 6.378 \times 10^6 \,\mathrm{m}$

を代入して計算すると

$$g = 9.798 \,\mathrm{m/s^2}$$
 (3)

を得る. したがって重力加速度のおおよその大きさは  $g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$  である.

#### 2.2 振り子の周期と重力加速度

単振り子の振動の周期は重力加速度と関係している。振り子の長さをhとすると、その周期Tは

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}} \tag{4}$$

で表される. この式は、振り子のおもりと振動の振幅が小さい場合の近似式であるが、この式を使えば振り子の周期 T を測ることで重力加速度 g は

$$g = \frac{4\pi^2 h}{T^2} \tag{5}$$

と求めることができる.

しかし、この式で重力加速度の値を 4 桁の精度で求めることは難しい. 仮に振り子の長さを h=1 m とすると、周期は約 2 秒となる. 式 (5) 中の h を 4 桁 の精度で求めるためには、振り子の長さを不確かさ 1 mm 以内で測る必要があるが、これは容易である。それに対して、式 (5) 中の  $T^2$  を 4 桁の精度で求めるためには、30 周期をストップウォッチで測る場合には時間測定の不確かさを 0.06 秒以内、60 周期の場合にも 0.12 秒以内にする必要があるが、これは容易ではない。

この例からわかるように, g を精密に測るためには周期をもっと精度よく測定する必要がある.

#### 2.3 より精密な周期測定

約 2 秒の周期で振動する振り子に,  $T_0=2$ s 毎に光パルスを照射すると, 暗い視野の中で振り子の吊り線が 2 秒毎に白く輝いて見える。もし振り子の周期 T が  $T_0=2$ s とわずかに異なっている場合, 2 秒毎に光パルスに照らされる金属線の位置は少しずつずれていく。そしてこの白く輝く金属線の動きは, 周期の長い単振動である。この長い周期  $\tau$  から, 振り子の周期 T は次の式から求めることができる。

$$\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} = \frac{\pm 1}{\tau} \tag{6}$$

$$T = T_0 \pm \frac{T_0^2}{\tau \mp T_0} \tag{7}$$

複号は振り子の周期Tが $T_0$ よりも長いときは上を,短いときは下をとる. 今回の実験ではTが $T_*$ 0より長いため以下の式になる

$$T = T_0 + \frac{T_0^2}{\tau - T_0} \tag{8}$$

### 2.4 より精密な重力加速度の計算

前述したとおり、式(4)は次の仮定のもとに導かれたものである.

- おもりの大きさが無視できる
- 振動の振幅が十分に小さい

ここではおもりの大きさの影響と、振り子の振幅の影響を考慮する.

おもりを半径 r の球体とし、振り子の最大振れ角を  $\theta$  とすると、次の式でより近似した周期を表せる.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g} \left( 1 + \frac{2r^2}{5h^2} \right)} \left( 1 + \frac{\theta^2}{16} \right) \tag{9}$$

これよりgは

$$g = \frac{4\pi^2 h}{T^2} \left( 1 + \frac{2r^2}{5h^2} \right) \left( 1 + \frac{\theta^2}{8} + \frac{\theta^4}{256} \right) \tag{10}$$

と求めることができる.

### 3 実験方法

この実験では以下のような装置を用いて測定を行った。直径 d の鋼球を太さ  $0.2\,\mathrm{mm}$  のピアノ線で吊るし、ピアノ線の上部をナイフエッジの付いた金具に固定する。ナイフエッジを水平な金属板の上に乗せて鋼球を振動させる。この装置は、ボルダの振り子と呼ばれている。




図 1: 振り子の実験装置

正確に 2 秒ごとに発光する LED フラッシュランプの光パルス(時間間隔の不確かさは  $1 \mu s$  以内,発光時間は約  $10 \mu s$ )で振り子を照射する.光パルスに照らされて光るピアノ線を望遠鏡で観察し,白く光るピアノ線が左右に往復する周期  $\tau$  を測定する.

## 4 実験結果

今回の実験では、振り子の長さを 4 通り変えて実験を行った. 以下に、今回の実験を通して変化しない初期値 (表 1)、それぞれの測定ごとに変化する初期値 (表 2)、および光るピアノ線の周期の測定結果 (表 3)を示す.

表 1: 実験の初期値

		D477411
	$d/\mathrm{mm}$	$l/\mathrm{mm}$
	25.5	886.5
	25.4	880.5
	25.5	881.5
平均	25.5	882.8

表 2. 測定ごとの初期値

$h/\mathrm{mm}$		$\alpha/\mathrm{mm}$		
$h_1$	1043.1	$\alpha_1$	2.05	
$h_2$	1037.1	$\alpha_2$	13.3	
$h_3$	1026.7	$\alpha_3$	19.4	
$h_4$	1016.5	$\alpha_4$	18.0	

表 3: 光るピアノ線の周期の測定結果

周期 $ au/\mathrm{s}$				
回数	$h_1, \alpha_1$	$h_2, \alpha_2$	$h_3, \alpha_3$	$h_4, \alpha_4$
1	84.02	92.60	122.20	244.17
2	83.86	91.80	124.01	241.98
3	84.32	92.81	121.96	243.89
平均	84.07	92.40	122.72	243.35

表 3 の平均値より、式 (8) を用いて振り子の周期 T を求め、次にここで求めた周期 T より、式 (10) を用いて重力加速度 g を求める。これらの計算結果とその平均値、すなわち実験結果を以下の表 4 に示す。

表 4: ボルダの振り子による重力加速度の測定結果

	周期 $\tau/\mathrm{s}$	重力加速度 $g/\text{ms}^{-2}$
1	2.0487	9.8116
2	2.0442	9.7983
3	2.0331	9.8067
4	2.0166	9.8694
平均		9.8215

よって本実験では、ボルダの振り子を用いて、電気通信大学における重力加速度の値を 9.8215  $g/{
m ms}^{-2}$  と測定した.

## 5 考察